

NOUVEAU PRODUIT

PRODUIT RECOMMANDÉ PAR VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE

BOITE ASSÉCHANTE UV-C - PERFECT DRY LUX



Déshumidification

La PerfectDry Lux dispose d'un système de déshumidification par air chaud pulsé breveté.

Désinfection par UV-C 360°

La PerfectDry Lux dispose d'une lampe UV-C dont l'agencement annulaire de 360° permet d'atteindre l'ensemble des surfaces de l'aide auditive.

Les aides auditives sont sensibles à l'humidité et à la condensation. La présence d'humidité dans les appareils peut altérer fortement les micro circuits électroniques et créer des distorsions ou des pannes. La **Perfect Dry Lux** est recommandé pour déshumidifier toutes les aides auditives afin d'éviter les défaillances dues à l'humidité.

Une utilisation régulière augmente la durée de vie des aides auditives et préserve leur efficacité. En ces temps de troubles liés au **Covid-19**, nous n'insisterons jamais assez sur le bon entretien régulier des aides auditives. Il a été prouvé que les rayons UV-C peuvent tuer les germes. Une raison de plus pour choisir la **Perfect Dry Lux**.

